



ENTRETIEN DES ALIGNEURS

Le nettoyage quotidien de vos aligners est indispensable pendant toute la durée du traitement. Brossez vos aligners, face extérieure et face intérieure, au moins 2 fois par jour avec une brosse à dent et du dentifrice. Rincez-les ensuite en brossant la face extérieure et face intérieure.

N'utilisez pas de dentifrice très abrasif comme les dentifrices à fort pouvoir de blanchiment.

Ne jamais utiliser d'eau chaude ou bouillante, celle-ci pourrait l'endommager et rendre les aligners inutilisables.

